

# Catálogo de Cores

  
DERMINK by  
*Shâmis Tatuador*



# Quem é Shâmis Cynowiec?

É um artista de **tatuagem estética reconhecido internacionalmente** por suas técnicas inovadoras e resultados premiados.

Com uma trajetória marcada pela excelência, ele é **referência em reconstrução realista de aréolas, camuflagem de cicatrizes e estrias**, ajudando milhares de pessoas a recuperarem sua autoestima.

Além de ser um artista renomado, Shâmis é um educador apaixonado, **treinando profissionais em todo o mundo** por meio de cursos, mentorias e palestras em grandes eventos internacionais.

Seu método combina **técnica avançada, criatividade e um olhar humanizado**, capacitando seus alunos a oferecerem trabalhos de alto nível e conquistarem reconhecimento no mercado.



# Amazon Indústria

## Excelência em Pigmentos para Tatuagem e Micropigmentação

A Amazon Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Especializados Ltda. é uma das **mais respeitadas fabricantes de tintas para tatuagem da América Latina**, com atuação reconhecida no Brasil e no exterior.

Com sede no Brasil e **mais de 25 anos** de experiência, a Amazon é responsável por marcas consolidadas como Derm Ink, Starbrite Colors e Viper Ink, atendendo aos mais **altos padrões de qualidade e segurança**.

## Certificações e Reconhecimentos

A Amazon Indústria atua com Boas Práticas de Fabricação (BPF) exigidas pela ANVISA, e seus processos seguem rigorosamente as legislações sanitárias nacionais e internacionais, incluindo:



Matéria-prima  
Premium



Certificação  
ISO 13485



Normas da União  
Europeia sobre  
segurança e toxicidade



Certificação  
BPF ANVISA





# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## A Precisão que Transforma Histórias

Desenvolvido pelo **grupo Amazon em colaboração com Shâmis para Dermink**, este set de tintas foi criado especialmente para a camuflagem de estrias, cicatrizes, manchas e vitiligo.

Com **alta estabilidade, fixação superior e tons ajustáveis** para diferentes tipos de pele, essa linha permite que profissionais **elevem seus resultados** ao máximo nível de naturalidade.





## Tecnologia em tintas para uma nova pele

Cada tom foi cuidadosamente formulado para se fundir à pele com transições suaves e sem efeito acinzentado ou avermelhado com o tempo. Ideal para reconstrução da harmonia cutânea, promovendo mais uniformidade e autoestima para quem busca restaurar sua pele.

## EXPERIÊNCIA QUE FAZ A DIFERENÇA

Shâmis, especialista em camuflagem paramédica, trouxe para este set sua expertise premiada, criando uma seleção de tintas que permitem aplicações precisas, realistas e seguras.

### Set com 10 cores EXCLUSIVAS Linha Paramédica



SKIN 1



CALÊNDULA



SKIN 3



SKIN 4



SKIN 5



SKIN 6



SKIN 7



AMARILIS



LISIANTO



BRIGHT  
SUNSHINE



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## SKIN 1

### Descrição:

Ideal para combinação de cores em fototipo 1, 2 e 3.

### Modo de uso:

Usado em tonalizações e clareamentos de cicatrizes, possui alta cobertura e tom neutro.

Deve ser combinado com outras cores, podendo gerar subtons dourados ou rosados conforme a necessidade.



### Área de aplicação



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hiperchromias

### Carga pigmentar

45%

### Viscosidade



Baixa

Média

Alta

### Fácil Aplicação




### Composição CI

90% | CI 77891

05% | CI 77492

2,5% | CI 77491

2,5% | CI 77499



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## CALÊNDULA

### Descrição:

Ideal para combinação em fototipo 2,3 e 4.

### Modo de uso:

Ideal para tonalizações e clareamentos, com excelente cobertura e compatibilidade com peles de subtom frio.

Pode ser combinado com outras cores, especialmente subtons rosados.



### Área de aplicação



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Carga pigmentar

35%

### Viscosidade




Baixa

Média

Alta

### Fácil Aplicação

### Composição CI





# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## SKIN 3

### Descrição:

Indicado como subtom quente em todos os fototipos.

### Modo de uso:

Deve ser utilizada em pequenas proporções, sempre em conjunto com outras cores.

Seu uso em misturas clareia tons marrons, criando variações mais suaves e luminosas.



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

45%

### Viscosidade




Baixa Média Alta

### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## SKIN 4

### Descrição:

Indicado como subtom rosado em todos os fototipos.

### Modo de uso:

Utilizado em pequenas proporções para obter subtons em camuflagem.

Puro ou misturado para os casos de reconstrução e reparação de aréolas.



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

45%


### Viscosidade



### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## SKIN 5

### Descrição:

Ideal para combinação em fototipos 4, 5 e 6 com fundo acinzentado, comum em peles de subtom frio.

### Modo de uso:

Indicado para fototipo altos, pode ser combinado com cores como Skin 3 para alcançar tons intermediários.



### Área de aplicação



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hiperchromias

### Carga pigmentar

55%

### Viscosidade



Baixa



Média




Alta

### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## SKIN 6

### Descrição:

Ideal para combinação em fototipos 4, 5 e 6 com fundo avermelhado, típico de regiões mais quentes.

### Modo de uso:

Indicado para combinações de fototipo alto. Pode ser usado em conjunto com outras cores como Skin 3 para obter tons intermediários.



### Área de aplicação



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hiperchromias

### Carga pigmentar

55%


### Viscosidade



Baixa Média Alta

Fácil  
Aplicação

### Composição CI





# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## SKIN 7

### Descrição:

Ideal para clareamentos de cicatrizes hiperocrômicas em peles de fototipo 5 e 6.

### Modo de uso:

Utilizado em pequenas proporções pode ser combinado com outras cores como Calêndula, Skin 1 e Bright Sunshine, trazendo uma grande variedade de tons capazes de proporcionar um clareamento livre do efeito "acinzentado".



### Área de aplicação



Cicatrizes Hiperocrômias

### Carga pigmentar



### Viscosidade




Baixa Média Alta

### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## AMARILIS

### Descrição:

Ideal para combinação de cores em todos os fototipos de pele. Excelente opção para aréolas em tons acastanhados.

### Modo de uso:

Amarilis possui tonalidade naturalmente dourada, ideal para camuflagens em peles com essa nuance.

Versátil, pode ser combinada com outras cores para criar variações e é excelente para composições de aréolas.



Áréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

55%


### Viscosidade



### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## LISIANTO

### Descrição:

Ideal para combinação em fototipo 1,2,3 e 4 que possuam fundo Oliva.

### Modo de uso:

Utilizado para tonalizações e clareamentos com fundo Oliva, Podendo ser combinado com outras cores.



### Área de aplicação



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Carga pigmentar

35%

### Viscosidade




Baixa

Média

Alta

Fácil  
Aplicação

### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Camuflagem Estética

## BRIGHT SUNSHINE

### Descrição:

Indicado para realizar clareamentos em todos os fototipos o Bright Sunshine é o branco que você sempre desejou.

Estável e seguro, produzido à base de Rutilo, é o branco definitivo para você trabalhar com segurança sem medo de "amarelar".

### Modo de uso:

Na camuflagem, deve SEMPRE ser usado com outras cores.

Em reconstruções de aréolas, é essencial para criar pontos de luz que garantem mais realismo ao resultado.



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizas



Estrias



Hiperchromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

60%

### Viscosidade



Baixa Média Alta

### Fácil Aplicação



### Composição CI

100% | CI 77891





# Tatuagem Paramédica *set* **aréola Realista**

## O Realismo que Restaura Autoestima

A reparação e reconstrução de aréolas exige um trabalho minucioso, onde cada detalhe faz diferença.

Pensando nisso, **a Amazon e o profissional Shâmis desenvolveram um set de tintas para a Dermink** combinando tons naturais e estabilidade cromática para criar aréolas hiper-realistas, tridimensionais e em perfeita harmonia com a pele.



## A PERFEIÇÃO ESTÁ NOS DETALHES

Este set é ideal para profissionais que desejam oferecer **reconstruções autênticas**, com suavidade nos degradês e adaptação aos diferentes tons de pele.

**As tintas foram desenvolvidas para fixação duradoura e sem alteração de cor, garantindo um resultado natural e confiável.**

## EXPERTISE QUE INSPIRA CONFIANÇA

Reconhecido mundialmente por sua técnica de aréola realista, Shâmis compartilha sua experiência neste **set de tintas desenvolvidas para procedimento precisos e resultados excepcionais.**

### Set com 10 cores EXCLUSIVAS Linha Aréola Realista



SKIN 3



SKIN 4



AMARILIS



DARK  
BROWN



PETÚNIA



RED VELVET



CLÍVIA



TULLIPA



DÁLIA



BRIGHT  
SUNSHINE



# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## SKIN 3

### Descrição:

Indicado como subtom quente em todos os fototipos.

### Modo de uso:

Deve ser utilizada em pequenas proporções, sempre em conjunto com outras cores.

Seu uso em misturas clareia tons marrons, criando variações mais suaves e luminosas.



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

45%


### Viscosidade



### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## SKIN 4

### Descrição:

Indicado como subtom rosado em todos os fototipos.

### Modo de uso:

Utilizado em pequenas proporções para obter subtons em camuflagem.

Puro ou misturado para os casos de reconstrução e reparação de aréolas.

  
DERMINK by  
*Shamis Tatuador*



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

45%


### Viscosidade



Baixa Média Alta

### Fácil Aplicação

### Composição CI





# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## AMARILIS

### Descrição:

Ideal para combinação de cores em todos os fototipos de pele. Excelente opção para aréolas em tons acastanhados.

### Modo de uso:

Amarilis possui tonalidade naturalmente dourada, ideal para camuflagens em peles com essa nuance.

Versátil, pode ser combinada com outras cores para criar variações e é excelente para composições de aréolas.



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hiperchromias

### Área de aplicação

### Carga pigmentar

55%


### Viscosidade



### Fácil Aplicação



### Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## DARK BROWN

### Descrição:

Ideal para criar uma grande variação de tons de aréola para fototipos mais altos.

### Modo de uso:

Pode ser utilizada como camada base ou para camadas superiores de aplicação e seu uso em combinação com o SKIN 3 irá lhe trazer diversas novas variações marrons.



Área de aplicação



Aréolas

Carga pigmentar

50%


Viscosidade



Fácil  
Aplicação



Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## PETÚNIA

### Descrição:

Ideal para aréolas claras com tons de pêssego e sutis nuances de marrom, uma das cores mais encontradas em aréolas de clientes dos fototipos 1,2 e 3.

### Modo de uso:

Esse pigmento pode ser usado puro ou combinado com outras cores.



Área de aplicação



Aréolas

Carga pigmentar

45%


Viscosidade



Fácil  
Aplicação



Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* aréola Realista

## RED VELVET

### Descrição:

Indicado para detalhes internos de ducto mamário e tubérculo, podendo ser utilizado para criar novas cores dentro de sua paleta mais avermelhada.

### Modo de uso:

Esse pigmento pode ser usado puro ou combinado com outras cores.



Área de aplicação



Aréolas

Carga pigmentar

50%

Viscosidade




Baixa Média Alta

Fácil  
Aplicação



Composição CI





# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## CLÍVIA

### Descrição:

Ideal para aréolas claras rosados e com acabamento de borda infinita em fototipos 1 e 2.

### Modo de uso:

Esse pigmento pode ser usado puro como primeira camada ou combinado com outras cores para obter variantes mais escuras.



Área de aplicação



Aréolas

Carga pigmentar

40%


Viscosidade



Fácil  
Aplicação



Composição Cl



# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## TULLIPA

### Descrição:

Luz e sombra é o grande segredo de uma aréola realista perfeita e aqui, você irá obter toda a sombra de que você precisa.

Possui uma característica levemente acinzentada.

### Modo de uso:

Indicada para aplicação de sombras e criação de combinações de cores mais intensas.



Área de aplicação



Aréolas

Carga pigmentar

60%

Viscosidade




Baixa Média Alta

Fácil  
Aplicação



Composição CI



# Tatuagem Paramédica *set* Aréola Realista

## DÁLIA

### Descrição:

Escura e intensa, mas não é preta.

Essa cor pode criar os detalhes mais intensos das áreas de sombra de maneira única, além de trazer ainda mais contraste em aréolas de fototipo mais altos 5 e 6.

### Modo de uso:

Indicada para criação de pontos mais intensos como as linhas de oclusão na base dos mamilos e também como camadas superiores de tons de pele de fototipo mais alto.



Área de aplicação



Aréolas

Carga pigmentar


60%

Viscosidade



Fácil  
Aplicação

Composição CI



Tatuagem Paramédica *set*  
**Aréola Realista**

# BRIGHT SUNSHINE

## Descrição:

Indicado para realizar clareamentos em todos os fototipos o Bright Sunshine é o branco que você sempre desejou.

Estável e seguro, produzido à base de Rutilo, é o branco definitivo para você trabalhar com segurança sem medo de "amarelar".

## Modo de uso:

Na camuflagem, deve SEMPRE ser usado com outras cores.

Em reconstruções de aréolas, é essencial para criar pontos de luz que garantem mais realismo ao resultado.



Aréolas



Vitiligo



Leucodermias



Cicatrizes



Estrias



Hipercromias

## Área de aplicação

## Carga pigmentar

60%

## Viscosidade



## Fácil Aplicação



## Composição CI

100% | CI 77891







DERMINK by

*Shâmis Tatuador*



GRUPO  
**amazon**  
ART IN TATTOO